



## Patienteninformation

- Lösung zur oralen Darmreinigung
- Dosieranleitung – Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihr Arzt Moviprep nicht anders verordnet hat.  
Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschrift, da sonst Moviprep nicht richtig wirken kann.

Moviprep besteht aus einem Tütchen A und einem Tütchen B.

Anwendung nur für Erwachsene aller Altersgruppen, nicht für Kinder.

Die Einnahme von Moviprep erfolgt zusammen mit Wasser oder **klarer Flüssigkeit** (klare Suppe, Fruchtsaft ohne Fruchtfleisch, schwarzer Kaffee, Limonaden mit oder ohne Kohlensäure).

## am Tag vor der Untersuchung

- 13 Uhr zu Mittag dürfen Sie eine klare Suppe zu sich nehmen, danach bis zur Untersuchung keinerlei feste Nahrung mehr zu sich nehmen
- 17 Uhr kein Abendessen  
Beutel A und Beutel B in einem Liter Wasser auflösen  
über eine Stunde hinweg trinken  
anschließend **mindestens einen weiteren Liter Flüssigkeit** (klare Flüssigkeit, siehe oben) **trinken**  
mit der Wirkung von Moviprep ist nach ca. 30-60 Minuten zu rechnen  
in der Regel sollten die Abführmaßnahmen spät am Abend beendet sein, sodass eine ruhige Nachtruhe gewährleistet sein sollte

## am Tag der Untersuchung

- 07 Uhr anstatt Frühstück  
Beutel A und Beutel B in einem Liter Wasser auflösen  
über eine Stunde hinweg trinken  
anschließend **mindestens einen weiteren Liter Flüssigkeit** (klare Flüssigkeit, siehe oben) **trinken**  
Kaffee möglich, allerdings ohne Milch  
normale Einnahme Ihrer täglichen Medikamente

- der Darm sollte nun so gut vorbereitet sein, dass die Untersuchung problemlos gelingt
- zur Untersuchung sollten Sie bitte aktuelle Blutwerte (Kreatinin sowie Schilddrüsen-Werte) mitbringen